

# SALVEQUICK DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS

Les pansements sont toujours disponibles, prêts à être utilisés.

Ce modèle de distributeur impose de tirer le pansement vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements. Les pansements et le distributeur de pansements Salvequick forment un système complet simple d'utilisation. Les pansements sont toujours disponibles, prêts à être utilisés.

Les recharges sont stockées sous clé, ce qui évite le gaspillage.

## PROPRE, SEC ET HYGIÉNIQUE

Avec notre distributeur, il faut tirer le pansement vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements. Le couvercle hygiénique préserve la propreté et la fraîcheur des pansements tout en permettant de voir s'il est temps de réapprovisionner le distributeur.

## PAS DE GASPILLAGE

Les recharges de pansements sont stockées sous clé dans le distributeur afin qu'elles ne disparaissent pas. Une clé spéciale est utilisée pour recharger les réserves vides.



## APPLICABLE D'UNE SEULE MAIN

Lorsqu'un pansement est retiré du distributeur automatique, l'une des surfaces adhésives se libère et le pansement est prêt à être utilisé. C'est si pratique qu'une seule main suffit pour l'appliquer.



- Utilisation facile d'une seule main
- Recharges verrouillées
- Choix entre différents types de pansements

### DISTRIBUTEUR DE PANEMENTS SALVEQUICK REF 490700 Dimensions: L 23 x H 12 x P 5,5 cm

Distributeur de pansements Salvequick complet avec  
1 (x 40) pansements textiles (REF 6444) et  
1 (x 45) pansements plastiques (REF 6036)  
1 clé